



Apporter la thérapie
dans chaque foyer



MODE D'EMPLOI



CE 0123



Merci

Merci et félicitations pour votre achat ! Vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'un appareil de luminothérapie à LED Photizo Home Care. Vous pouvez vous attendre à des années de fonctionnement harmonieux et sans faille du Photizo Home Care.

Beaucoup d'efforts, de réflexion, de dévouement et de recherche ont été consacrés à vous apporter cet appareil étonnant et de grande qualité. Nous pensons que cet appareil vous aidera à guérir, à soulager votre douleur et à améliorer votre santé générale, comme beaucoup d'autres en ont fait l'expérience. Nous sommes fiers d'être votre nouveau partenaire sur la voie du bien-être.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site

<https://www.lighttherapyspecialist.com/>

TABLE DES MATIÈRES :

INTRODUCTION	4
 PRÉCAUTIONS	5
CONDITIONS ET TRAITEMENT	8
SOULAGEMENT DE LA DOULEUR	8
SPORT	8
SOINS DE LA PEAU	8
FONCTIONS FRÉQUEMMENT UTILISÉES	10
 PRÉPARATION AU TRAITEMENT	14
 COMMENT ADMINISTRER LE TRAITEMENT ?	14
 FONCTIONNEMENT DU PHOTIZO HOME CARE	15
 DÉPANNAGE	16
SPÉCIFICATIONS	17
ACCESSOIRES STANDARD	17
SYMBOLES	19
COORDONNÉES	20

INTRODUCTION

De tout temps, la lumière du soleil (la plus ancienne forme de photothérapie) a été reconnue pour ses propriétés thérapeutiques et bienfaitantes. La lumière est de l'énergie, et l'énergie entretient la vie - elle ne peut pas être détruite, mais peut être transformée en d'autres formes.

Les diodes électroluminescentes (LED) ne délivrent pas assez de puissance pour endommager les tissus, mais elles fournissent suffisamment d'énergie pour favoriser l'autoguérison naturelle et le soulagement de la douleur. Avec une puissance de sortie optimisée pour être la plus efficace possible, les LED offrent une diffusion beaucoup plus douce des mêmes longueurs d'onde thérapeutiques de la lumière que le laser, mais sans le risque de dommages accidentels aux yeux que ce dernier présente.

Le Photizo Home Care est un appareil à LED qui émet une lumière rouge et infrarouge qui pénètre la peau pour stimuler la production d'énergie et d'autres processus métaboliques dans les zones ciblées. La lumière infrarouge est l'une des seules thérapies physiques qui agissent pour créer un effet thérapeutique. Les cellules endommagées peuvent en effet être rajeunies par la lumière.

Les LED ne sont que des dispositifs pratiques pour produire de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, et plusieurs études ont établi que c'est la lumière elle-même, à des longueurs d'onde spécifiques, qui est de nature thérapeutique. Tous les systèmes biologiques ont un spectre d'absorption unique qui détermine quelles longueurs d'onde de rayonnement seront absorbées pour produire un effet thérapeutique donné. Il a été démontré que les parties rouge visible et infrarouge invisible du spectre ont des effets thérapeutiques uniques et très absorbants sur les tissus vivants.

Les LED permettent également au faisceau lumineux de se propager au lieu d'être un faisceau lumineux localisé. La diffusion grand angle de la LED lui confère une plus grande facilité d'application, puisque les émissions lumineuses peuvent ainsi pénétrer une plus grande surface, ce qui se traduit par un temps de traitement plus rapide pour une zone donnée que le laser.

Le Photizo Home Care fournit en une seule touche des doses préprogrammées et efficaces de lumière LED à infrarouge proche pour le traitement de nombreuses affections douloureuses. Photizo Home Care est destiné à un usage domestique par l'utilisateur final / le grand public.

PRÉCAUTIONS

Cet appareil présente les risques résiduels suivants, dont l'utilisateur doit tenir compte

- Si la procédure de nettoyage entre les traitements ou les patients n'est pas suivie, vous risquez de compromettre votre santé par une contamination croisée.
- Ne touchez pas la peau abîmée ou les plaies ouvertes, car cela ne favorisera pas le traitement et ne fera que présenter un risque potentiel de contamination croisée.
- Si vous traitez excessivement, et donc ne suivez pas les durées et fréquences de traitement prévues, vous risquez de compromettre l'efficacité du traitement.

Veillez noter que le Photizo Home Care doit être considéré comme un mode de traitement auxiliaire, utilisé en conjonction avec un traitement médical, et que les fabricants et distributeurs du Photizo Home Care préconisent toujours l'utilisation de l'appareil sous la supervision d'un médecin. Le Photizo Home Care n'est pas destiné à remplacer les procédures médicales, les médicaments et / ou les traitements habituels.

Les fabricants et les distributeurs du Photizo Home Care ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des dommages, pertes ou blessures subis lors de l'utilisation de l'appareil en dehors des directives et des protocoles de traitement préconisés. Veuillez également noter que toutes les affections ne bénéficieront pas de la même manière de la luminothérapie.

Ne vous fiez pas uniquement au Photizo Home Care et n'arrêtez pas de prendre les autres médicaments, antibiotiques ou traitements antifongiques.

Bien qu'il n'y ait pas d'effets secondaires connus des traitements par luminothérapie, nous souhaitons attirer votre attention sur les précautions à prendre suivantes :

- **Cancer** : La luminothérapie ne guérit ni ne provoque le cancer. N'utilisez pas la luminothérapie sur un cancer ou une masse cancéreuse présumée. La luminothérapie ne peut pas provoquer de cancer - à ce jour, aucun effet de mutation n'a été démontré pour les appareils de luminothérapie à base de LED dans la littérature médicale ou scientifique. La lumière produite par le Photizo Home Care est une lumière infrarouge et à infrarouge proche, non ionisante, et se situe à l'extrémité opposée du spectre lumineux de la lumière ultraviolette (UV) nocive. Les soins à domicile sont toutefois utiles pour traiter de nombreux effets secondaires du traitement du cancer, tels que la mucite, un effet secondaire douloureux de la chimiothérapie et de la radiothérapie.
- **Grossesse** : Le traitement par photothérapie est un traitement sûr et efficace pendant la grossesse. Les effets de la thérapie par lumière rouge ou infrarouge n'ont pas été testés pendant la grossesse. Bien que le fœtus ne puisse pas être influencé négativement par la lumière, nous ne recommandons pas d'utiliser le Photizo Home Care sur des zones situées directement au-dessus du fœtus en développement.

- Épilepsie : Certaines études suggèrent que la lumière visible pulsée à des fréquences comprises entre 3 et 30 Hz peut provoquer des crises. Le Photizo Home Care ne produit pas d'impulsions dans la plage de 3 à 30 Hz, mais toute personne souffrant de troubles épileptiques devrait à titre préventif éviter de regarder directement le faisceau lumineux émis par la sonde.
- Ne traitez pas excessivement ; cela n'accéléra pas la guérison ni ne soulagera la douleur. Une utilisation quotidienne excessive peut entraîner une surstimulation et retarder la guérison (effet inhibiteur).
- Chez certains patients atteints d'affections chroniques, le traitement initial par luminothérapie peut provoquer un léger inconfort. Cela est dû à la réaction du corps à l'amorce du processus de guérison. Cela n'est pas préoccupant, et le traitement doit être poursuivi.
- Aucune protection des yeux n'est nécessaire, mais la lumière émise étant vive, ne la regardez pas directement.
- Veuillez ne pas interrompre la prise de vos médicaments et les prescriptions des professionnels de la santé. Le traitement Photizo Home Care est un traitement complémentaire qui aide et stimule les cellules afin d'accélérer le processus de guérison et de soulager la douleur et les spasmes musculaires.
- Veuillez noter qu'après le traitement, vous pouvez avoir une fausse perception de votre état de santé. N'utilisez pas excessivement la zone traitée.

Le Photizo Home Care peut être utilisé en toute sécurité sur :

- Les plaques de croissance chez les enfants.
- Les patients porteurs de stimulateurs cardiaques et d'autres implants métalliques.
- Les patients utilisant des médicaments anticoagulants.
- Les diabétiques. La luminothérapie aidera considérablement à traiter les complications du diabète.

CONDITIONS ET TRAITEMENT

SOULAGEMENT DE LA DOULEUR

Douleur chronique :

Habituellement liée à une condition sous-jacente. Traitez toujours avec la sonde contre la peau, et si possible, appuyez légèrement afin de bloquer mécaniquement le flux sanguin superficiel, car le sang absorbe la majeure partie de la lumière. Cela garantira une pénétration plus profonde de la lumière.

Commencez par traiter les zones douloureuses une (1) fois par jour pendant 5 jours, puis deux (2) à trois (3) fois par semaine.

SPORT

Douleur non chronique :

Apparition soudaine de la douleur, généralement due à une blessure. Traitez toujours avec la sonde contre la peau, et si possible, appuyez légèrement afin de bloquer mécaniquement le flux sanguin superficiel, car le sang absorbe la majeure partie de la lumière. Cela garantira une pénétration plus profonde de la lumière.

En cas de douleur aiguë, vous pouvez la traiter deux fois par jour pendant deux (2) à trois (3) jours puis revenir à deux (2) à trois (3) fois par semaine.

SOINS DE LA PEAU

Plaies :

Le traitement Photizo ne remplace pas les soins ou les produits de soins des plaies, mais sert de traitement complémentaire. Les produits prescrits pour les soins des plaies sont essentiels au processus de guérison. **Veillez suivre les prescriptions de votre professionnel de la santé.**

Le traitement Photizo doit être effectué lors du changement de pansement et après que la plaie ait été nettoyée et avant que les produits de soins des plaies et le pansement ne soient appliqués à nouveau. Les débris et les bandages bloqueront la pénétration de la lumière. Traitez toute la zone de la plaie ainsi que les tissus environnants. Dans l'idéal, le traitement devrait être effectué deux (2) à trois (3) fois par semaine, mais cela dépendra du programme de soins des plaies.

Vous pouvez traiter les zones entourant le pansement lorsque la plaie doit être couverte pendant plus de trois (3) jours. N'effectuez pas de traitement quotidien pendant plus de sept (7) jours afin de prévenir tout risque d'inhibition de la croissance cellulaire. Revenez à deux (2) à trois (3) fois par semaine. **Gardez la sonde aussi près que possible de la plaie ouverte sans qu'elle ne la touche.**

LES FONCTIONS FRÉQUEMMENT UTILISÉES SUIVANTES PEUVENT INFLUENCER LE TRAITEMENT COMME INDiqué CI-DESSOUS :

NO	FONCTION FRÉQUEMMENT UTILISÉE	DANGER	DESCRIPTION DU SCÉNARIO	NUISANCE	MESURE DE CONTRÔLE DE L'INTERFACE UTILISATEUR
1	Appuyer sur le bouton pour démarrer.	Maintenir le doigt sur le bouton de démarrage.	Le patient ou le professionnel de la santé maintient le bouton de démarrage pendant le traitement et ne le relâche pas.	Aucune.	Rien ne se passera s'il est maintenu.
2	Brancher pour charger.	Brancher sur une mauvaise alimentation électrique - trop élevée.	Le patient ou le professionnel de la santé branche l'appareil sur une prise électrique.	Aucune.	L'alimentation électrique peut supporter une tension de 110 V à 240 V.
3	L'appareil choisi ne convient pas à l'application souhaitée.	Pas assez efficace pour l'affection.	Le patient ou le professionnel de la santé utilise le mauvais appareil pour l'application souhaitée.	Moins efficace.	Les utilisateurs sont avertis dans le mode d'emploi qu'ils doivent utiliser le Photizo comme indiqué.
4	Brancher le chargeur sur l'appareil pour charger la batterie.	La batterie se chargera et la LED de charge située en face du bouton d'alimentation clignotera.	L'utilisation d'un chargeur de moins de 12 V ne permettra pas de charger la batterie. L'utilisation d'un chargeur de plus de 12 V permettra de charger la batterie, mais un chargeur de trop haute tension fera sauter un fusible sur la carte de commande et l'appareil cessera de fonctionner.	Aucune.	L'utilisateur ne peut contrôler cela, mais l'appareil indiquera qu'il doit être chargé.

NO	FONCTION FRÉQUEMMENT UTILISÉE	DANGER	DESCRIPTION DU SCÉNARIO	NUISANCE	MESURE DE CONTRÔLE DE L'INTERFACE UTILISATEUR
5	Appuyer sur le bouton d'alimentation lorsque l'appareil est branché sur le secteur.	Les LED de traitement s'allumeront pendant le cycle / la dose et, une fois le cycle / la dose terminé(e), la batterie continuera à se charger.	Sur un chargeur de moins de 12 V, l'appareil fonctionnera normalement pendant le cycle / la dose.	Aucune.	L'utilisateur ne peut contrôler cela, mais l'appareil indiquera qu'il doit être chargé.
6	Lorsque l'appareil fonctionne sur batterie, appuyer sur le bouton de mise en marche.	Les LED de traitement s'allumeront pendant le cycle / la dose.	La batterie est à plat et les LED de traitement ne s'allument pas.	Aucune.	L'utilisateur ne peut pas contrôler cela, mais l'appareil ne fonctionnera pas tant qu'il ne sera pas complètement chargé.
7	Pendant un cycle / une dose sur batterie, brancher le chargeur sur l'appareil.	Le cycle / la dose se poursuivra sans interruption, et une fois le cycle / la dose terminé(e), la batterie continuera à se charger.	Si un chargeur de moins de 12 V est branché, la batterie ne se rechargera pas une fois le cycle / la dose terminé(e).	Aucune.	L'utilisateur ne peut contrôler cela, mais l'appareil indiquera qu'il doit être chargé.
8	Administer un traitement à travers les bandages ou les vêtements.	Les LED de traitement s'allumeront et effectueront un cycle / une dose comme d'habitude.	Inefficace car la lumière est bloquée par le bandage ou les vêtements.	Aucune.	Le mode d'emploi indique la méthode d'application.

NO	FONCTION FRÉQUEMMENT UTILISÉE	DANGER	DESCRIPTION DU SCÉNARIO	NUISANCE	MESURE DE CONTRÔLE DE L'INTERFACE UTILISATEUR
9	Administrer le traitement à travers un plâtre transparent.	Les LED de traitement s'allumeront et effectueront un cycle / une dose comme d'habitude.	La lumière peut être légèrement bloquée par le plâtre selon l'épaisseur et peut rendre le traitement légèrement moins efficace que sans le plâtre.	Aucune.	Le mode d'emploi indique la méthode d'application.
10	La lentille touche la plaie ouverte pendant le traitement.	Le traitement sera administré normalement et la zone recevra le bon dosage.	La lentille peut être recouverte de sang ou d'autres substances provenant de la plaie et peut présenter un risque de contamination croisée.	Contamination croisée.	Le mode d'emploi indique la méthode de nettoyage.
11	Traitement administré n'importe où sur la peau.	L'énergie lumineuse est absorbée par la peau.	Soit trop peu d'énergie reçue dans la peau conduisant à un traitement inefficace, soit trop d'énergie conduisant à un effet d'inhibition.	Aucune.	Le mode d'emploi indique la méthode d'application.
12	Traitement administré sur le visage.	L'énergie lumineuse est absorbée par la peau.	L'efficacité pourrait être affectée par une barbe qui bloque une partie de la lumière.	Aucune.	Le mode d'emploi indique la méthode d'application.

NO	FONCTION FRÉQUEMMENT UTILISÉE	DANGER	DESCRIPTION DU SCÉNARIO	NUISANCE	MESURE DE CONTRÔLE DE L'INTERFACE UTILISATEUR
13	Traitement administré sur la tête.	L'énergie lumineuse est absorbée par la peau.	L'efficacité pourrait être affectée par des cheveux qui bloquent une partie de la lumière.	Aucune.	Le mode d'emploi indique la méthode d'application.
14	Traitement administré autour des yeux.	L'énergie lumineuse est absorbée par la peau.	Le brillant dans les yeux provoque une vision floue pendant une courte période.	Aucune, classe 1	Le mode d'emploi indique la méthode d'application.
15	Pendant un cycle, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation.	Le cycle s'arrêtera.	L'utilisateur appuie sur le bouton d'alimentation après le démarrage du cycle et le maintient enfoncé pendant une seconde ou plus.	Dose moins efficace.	L'appareil s'éteindra.

PRÉPARATION AU TRAITEMENT

Nettoyage, entretien et stockage

Le Photizo Home Care doit être nettoyé avant et après utilisation à l'aide d'un chiffon propre et sec et d'un nettoyant non abrasif si nécessaire. Nettoyez la peau avant de procéder au traitement, car le maquillage, les produits cosmétiques ou les débris peuvent bloquer la lumière.

Le Photizo Home Care doit toujours être stocké dans un endroit sûr et sec, de préférence dans le sac de transport fourni. Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation de l'appareil et celui-ci ne doit pas être utilisé ou immergé dans l'eau.

Les LED du Photizo peuvent assurer jusqu'à 75 000 heures de fonctionnement sans perte de puissance significative.

COMMENT ADMINISTRER LE TRAITEMENT ?

N'oubliez pas de nettoyer le Photizo Home Care avant et après utilisation à l'aide d'un chiffon propre et sec et d'un alcool à usage médical si nécessaire.

- Placez la sonde en contact direct avec la peau, sur la zone à traiter, et appuyez sur le bouton d'alimentation. L'appareil émettra deux bips. Lors du traitement de plaies ouvertes, la sonde ne doit pas toucher la peau.
- Maintenez la sonde en position jusqu'à ce que l'appareil émette à nouveau deux bips. Il s'éteint automatiquement.
- Déplacez la sonde à l'endroit suivant. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.
- Répétez l'opération jusqu'à ce que toute la zone soit couverte.

FONCTIONNEMENT DU PHOTIZO HOME CARE

- Le Photizo Home Care fonctionne sur batterie ou sur secteur.
- Pour l'allumer, appuyez sur le bouton d'alimentation. La LED du bouton d'alimentation s'allumera et l'appareil émettra deux bips.
- Une fois le cycle de traitement terminé, il émettra deux bips et s'éteindra automatiquement.
- Pour éteindre l'appareil pendant le cycle de traitement, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde. La LED du bouton d'alimentation peut rester verte pendant un certain temps après l'arrêt du cycle.
- En cas d'utilisation sur batterie, la LED du bouton d'alimentation est allumée en vert fixe pendant le cycle et est éteinte lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Lorsque vous branchez l'appareil sur le secteur, il émet un bip et, après un délai de 3 secondes, la LED du bouton d'alimentation commence à clignoter en vert. Une fois la batterie complètement chargée, la LED du bouton d'alimentation cesse de clignoter et devient verte en permanence.
- Lorsque l'appareil est débranché du secteur, il émet un bip et la LED du bouton d'alimentation s'éteint.
- Le Photizo Home Care assurera environ 1 heure 30 minutes de traitement continu pour chaque charge complète. Si vous utilisez le Photizo Home Care à des températures basses, veuillez noter que cela peut réduire le nombre de doses fournies pour chaque charge complète.
- Le Photizo Home Care utilise des batteries rechargeables NiMH de haute capacité. Comme pour toutes les batteries rechargeables, la capacité s'épuisera au fil du temps et le nombre de doses

entre les charges diminuera. Lorsque la capacité de la batterie atteint un niveau qui n'est pas satisfaisant, la batterie interne rechargeable peut être remplacée. Veuillez contacter votre distributeur local qui sera en mesure de vous fournir un devis pour l'installation d'une nouvelle batterie.

- Le stockage d'un Photizo Home Care non utilisé pendant plus de 3 mois doit être effectué avec une batterie complètement chargée, sinon la batterie risque d'être endommagée.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil émet deux bips et ne s'allume pas	La batterie doit être chargée
L'appareil ne se charge pas	Le chargeur est-il connecté à l'appareil / branché sur le secteur et allumé ? Toutes les connexions sont-elles sécurisées ? Utilisez-vous le bon chargeur Photizo ?
Les 2 grandes LED ne semblent pas être allumées / fonctionner	La longueur d'onde de ces LED se situe dans la plage invisible et n'est donc pas visible à l'œil nu. Pour vous assurer que ces LED fonctionnent, regardez-les à travers la caméra de votre téléphone portable.

SPÉCIFICATIONS

L'appareil est doté d'un réseau lumineux composé de diodes électroluminescentes rouges et infrarouges de haute puissance.

Spécifications du produit, temps d'application et résultats			
Protocoles	Soulagement de la douleur	Sport	Soins de la peau
Durée des programmes en secondes	41	31	16
Classification des risques selon la norme EN 62471	1 (faible risque) bien que le traitement dure moins de 100 secondes		
Puissance de sortie	Varie, avec une puissance de pointe de 330 mW/cm ²		
Zone de couverture	4,7 cm ²		
Longueurs d'onde	633 nm rouge, 850 nm infrarouge		
Alimentation secteur	100 ~ 240 VAC		
Type de batterie	Ni-MH		
Tension de la batterie	7,2 V DC		
Chargeur de batterie	12 V, 1 A		
Temps de charge	4 heures maximum		
Durée de fonctionnement de la batterie	90 minutes en utilisation continue		
Poids de l'appareil	280 grammes		

ACCESSOIRES STANDARD

- Alimentation électrique
- Mode d'emploi
- Sac à cordon

Le Photizo Home Care a été élaboré par une équipe de physiothérapeutes, biologistes, vétérinaires et ingénieurs afin de fournir un système simplifié et convivial. Nous sommes fiers que ce produit soit fabriqué selon les normes les plus élevées et n'utilise que des composants de la plus haute qualité.

AVERTISSEMENT !

N'UTILISEZ QUE LE CHARGEUR DE BATTERIE PHOTIZO FOURNI AVEC L'APPAREIL POUR CHARGER LES BATTERIES. TOUT AUTRE CHARGEUR PEUT ENDOMMAGER LES BATTERIES OU LE PHOTIZO HOME CARE

GARANTIE

Ce produit est assorti d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat, à condition que la preuve d'achat originale soit présentée. AUCUNE réclamation au titre de la garantie ne sera prise en compte en cas de dommage malveillant, de fuite de batterie, de chute accidentelle, de dégâts des eaux ou de dommages causés par des solvants organiques. Veuillez noter que les spécifications peuvent différer de celles présentées dans ce manuel.

Si vous avez besoin d'aide ou en cas de défaillance du produit, veuillez contacter votre distributeur le plus proche ou envoyer un e-mail à Photon Therapy Systems à l'adresse suivante : info@photizo.net.

SYMBOLES UTILISÉS

	Attention ! Veuillez suivre les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.
	Ce symbole sur l'appareil signifie « Consultez le manuel d'utilisation ».
	Numéro de série : indique le numéro de série du fabricant et permet d'identifier un dispositif médical spécifique.
	Symbole DEEE. (Déchets d'équipements électriques et électroniques). Symbole de recyclage. Le symbole DEEE utilisé sur ce produit indique que l'appareil ne peut pas être mis au rebut comme un produit ménager. Pour protéger l'environnement, le produit doit être mis au rebut de manière appropriée. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez le service compétent local, la société de gestion des déchets ménagers ou le magasin dans lequel le produit a été acheté.
	Ce dispositif médical n'est pas étanche et doit être protégé des liquides.
	Attention ! Émission infrarouge non visible.
	Ce symbole sur votre appareil indique qu'il est conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux (93/42/CEE). Le numéro de l'organisme notifié est le 0123.
	Fait référence au fabricant.
	Fait référence au représentant européen.
	Équipement offrant un degré particulier de protection contre les chocs électriques, notamment en ce qui concerne les courants de fuite admissibles et la fiabilité de la protection de la mise à la terre (si elle existe).

 VEUILLEZ NOTER QUE LE PHOTIZO HOME CARE NE SE SUBSTITUE PAS À UN CONSEIL OU TRAITEMENT MÉDICAL FIABLE, MAIS EST UN APPAREIL DE TRAITEMENT COMPLÉMENTAIRE. NE SUPPOSEZ PAS QUE TOUTES LES AFFECTIONS SONT PROPICES AU TRAITEMENT PAR LUMINOTHÉRAPIE. LE PHOTIZO HOME CARE N'EST PAS UN OUTIL DE DIAGNOSTIC ET N'A PAS POUR OBJECTIF DE REMPLACER UN TRAITEMENT MÉDICAL.

COORDONNÉES



Photon Therapy Systems (Pty) Ltd

EUROPEAN DISTRIBUTOR

Caball Therapy Systems
Skårupøre Strandvej 52 C
DK-5881 Skårup Fyn
www.Caball.biz
Post@caball.biz
0045 2815 5676



TNMC Devices Limited
Krežmina 1
10000
Zagreb
Croatie
Tél : +385916229658
tnmchr@tnmc.biz